

•

•



Cod Produs:M25475210

Sistem de monitorizare ambulatorie 24h/48h a tensiunii arteriale (ABPM) cu opțiunea măsurării rigidității arteriale (PWA)

[Solicita oferta](#)

[Descriere](#) [Specificații tehnice](#) [Produse asociate](#) [Accesorii](#)

Mobi-O-Graph NG - Monitor/Holter TA

Tehnologia Auto-Feedback-Logic - confort pacient inegalabil prin umflarea individualizată a manșetei precum și scăderea timpului de măsurare

- Buton Zi/Noapte și Evenimente - pentru determinarea exactă a ciclului zi/noapte și marcarea evenimentelor (momentul medicației, efort fizic susținut)
- Interfață serială, USB, Infraroșu sau Bluetooth

- Funcționare silențioasă
- Greutate mică de 240g

Software de Management al Hipertensiunii Arteriale în limba română

- Prezentare date grafic și tabelar, analiza automată a creșterii matinale a tensiunii arteriale, valori de referințe adulți-copii, comparare valori staționare și ambulatorii, generare rapoarte PDF
- Protocol de măsurare secvențială din 2 în 2 minute în cabinet pentru diminuarea efectului de "halat alb"
- PWA: măsurarea rigidității arteriale prin analiza undei de puls (prin accesorii recomandate)
- Comunicare bidirecțională cu e-health Management Software
- Posibilitate de comunicare e-Health Telemetry System
- Validat clinic conform BHS protocol A/A și ESH Grading 1

Configurația standard: monitor TA, software HMS (Hypertension Management Software), sistem de fixare pe pacient, 1buc manșetă (M), interfață Bluetooth, 4 acumulatori NiMH, manual de utilizare, geantă de transport

Accesorii recomandate:

- Upgrade pentru măsurători PWA 30buc
- Upgrade pentru măsurări nelimitate PWA
- Încărcător acumulatori cu adaptor rețea 220V
- Manșete de diferite mărimi (XS, S, M, L, XL)
- Posibilitate de comunicare E-Health Telemetry System